

FICHE PRODUIT

Bande plâtrée à prise rapide 15 cm x 2.7 m

Référence : SOC-DF070543

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La bande plâtrée est utilisée pour le moulage des membres du corps. Avec son temps de prise rapide, cette bande plâtrée est facile à modeler, et est idéale pour les immobilisations qui requièrent une application rapide

Le temps de prise moyen est de 2.5 minutes

Séchage rapide, solidité finale élevée, faible dégagement de poussière lors de l'ablation.

Tailles disponibles:

- 15 cm x 3 m
- 15 cm x 2.7 m

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/12899-bande-platree-a-prise-rapide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com