

FICHE PRODUIT

Morgue (chambre froide) 8 corps

Référence : SOC-FMORG8288

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La **cellule réfrigérée 8 corps** est conçue pour conservation optimale des corps.

La Morgue (chambre froide) 8 corps, Modèle Frima est conçue pour répondre aux différentes morphologies des corps à conserver.

Caractéristiques techniques

Nombre de portes: 02 Portes de passage utile de 80 cm et de 210 cm en hauteur. Sans seuil de porte pour une meilleure nettoyabilité.

Portes montées sur charnières à rampes hélicoïdales fermant à clé, équipées d'un système de décondamnation intérieur.

- Châssis intérieur, supports de rails, rails tout inox. Rails réglables tous les 5 cm. Butée de fin de course pour civières soudée sur les rails.
- Véritable structure intérieure composée de 6 montants avec renforts latéraux et horizontaux pour une meilleure répartition des charges. 6 équerres renforcées par niveau.
- Portes étiquettes
- Eclairage intérieur par hublot étanche

Dimensions: 212 x 222 x 226 (LXPXH) (hors groupe frigorifique)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Epaisseur de 60 mm

Isolation en mousse polyuréthane

Coefficient K d'isolation: 0.35 W//m²K

Finition standard en acier laqué en blanc

Classe au feu M1

Groupe Frigorifique: positif monobloc PAROI MGM211EA11XX

Température réglable: 0°C/+5°C Pour température ambiante 40°C

Gaz réfrigérant R134a

Alimentation 230V/1~/50Hz

Puissance absorbée 1 KW / 6,1 A.

Groupe sur le côté droit ou gauche à définir.

Affichage digital de la température

Commande éclairage

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/12901-morgue-chambre-froide-8-corps-modele-frima.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com