

FICHE PRODUIT



Boîte Pour Tympanoplastie

Référence : SOC-505264

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte Pour Tympanoplastie

- 1 Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm.
- 1 Porte-Pince Kocher, inox, dia. 30 mm, hauteur 150 mm.
- 1 Ciseaux Mayo, droits, 14 cm.
- 1 Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm.
- 1 Manche Bistouri n°3.
- 1 Manche Bistouri n°4.
- 1 Décolleur auriculaire de Lempert, manche plat, large.
- 2 Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G.
- 5 Pince à Champs Backhauss, 14 cm.
- 1 Pince Dissection, S/G, 14 cm.
- 1 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 16 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Pince Adson, S/G, 12 cm.
- 1 Pince Lucae, ORL, 16 cm, S/G.
- 2 Pince Capsulaire Arruga, 9.5 cm.
- 1 Spéculum Hartmann, pour ORL, jeu de 4 pcs: 3; 3,5; 4 et 5.
- 1 Sonde Auriculaire Hartmann, droite, 2 mm.
- 1 Sonde Auriculaire Hartmann, droite, 3 mm.
- 1 Sonde Auriculaire Hartmann, droite, 4 mm.
- 1 Sonde Auriculaire Hartmann, coudée à gauche, 2 mm.
- 1 Sonde Auriculaire Hartmann, coudée à droite, 2 mm.
- 1 Spéculum Auriculaire Siegle.
- 1 Spatule Jaeger.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/12902-boite-pour-tympanoplastie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com