

FICHE PRODUIT

Fauteuil inclinable

Référence : SOC-90111302

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil inclinable

- Conception durable et ergonomique.
- Reculer en même temps en déplaçant le repose-pieds.
- Plate-forme en mousse haute densité.
- Cas particulier en cuir artificiel.
- La construction en acier peint époxy résiste à la corrosion.

Largeur: 69 cm

Profondeur: 90 - 170 cm

Hauteur d'assise: 44 cm

Poids: environ 27 kg

Volume: 0,69 m3

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12903-fauteuil-inclinable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com