

FICHE PRODUIT

Sac Paramédical ALS, Pack de Survie avancée

Référence : SOC-ALSPack

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le pack ALS est conçu pour transporter la quasi-totalité du matériel et des fournitures nécessaires aux équipes médicales d'urgence pour effectuer des opérations avancées de réanimation cardiaque et traumatique.

Caractéristiques du Pack ALS

- De petites et grandes poches extérieures permettent de transporter des fournitures supplémentaires
- Petite poche et Grande poche principales
- Les poignées supérieures et latérales permettent un transport facile
- Sangles de sac à dos à double réglage améliorées avec connexion thoracique et poche «à ranger», qui permettent aux sangles de rester en place pour un transport rapide, tout en étant protégées des contaminants et de l'usure quotidienne.
- La configuration en ABC pour les voies respiratoires, les saignements (I.V.s), les maladies cardiaques (médicaments) et le support est conçue pour faciliter le rappel du matériel. Les sections amovibles des voies respiratoires, des saignements et du cœur permettent un accès rapide à l'équipement et la dispersion de celui-ci lors du traitement des patients gravement malades.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions: Compartiment principal: 19 "x 14" x 7 ", Poches étendues: 21 "x 19" x 12 "

Composition

- **x1** Adjustable Trauma Collar – Adult
- **x1** Adjustable Trauma Collar – Child
- **x1** Elastic Adhesive Plaster Roll 25mm
- **x1** Antiseptic Solution 100ml
- **x2** Burns Dressing 10cm x 10cm
- **x1** Burns Dressing 20cm x 20cm
- **x20** Alcohol Swabs (Singles)
- **x2** Conforming Bandage 75mm
- **x2** Conforming Bandage 100mm
- **x20** Blood Lancets - Safety Lancets
- **x1** BP Meter Aneroid - 5 Cuff Set
- **x2** Crepe Bandages 50mm
- **x1** Cottonwool Roll 50g
- **x2** CPR Mouth Piece
- **x1** Metal Tweezer
- **x1** Gauze Swabs 50mm x 50mm Non Sterile (100)
- **x2** Gauze Swabs 100mm x 100mm Non-Sterile (5's)
- **x4** Examination Gloves (Pairs)
- **x2** First Aid Dressing No. 3
- **x2** First Aid Dressing No. 5
- **x2** Paper Tape 25mm x 3m
- **x20** Plaster Strips (100/Box)
- **x2** Conforming Bandages 50mm
- **x1** Rescue Scissors 19cm
- **x1** Digital Thermometer

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **x4** Triangular Bandages N/W
- **x3** Bougie S,M,L
- **x1** Glucometer
- **x1** Guedel Airway Box Set
- **x4** Glucogel Sachet
- **x2** Linen Savers (Singles)
- **x2** Maternity Pads
- **x4** Rescue/Space Blanket
- **x2** Mucous Extractors
- **x2** Nasal Cannula – Adult
- **x2** Nasal Cannula – Child
- **x2** Nasal Cannula – Neonatal
- **x1** Nebulizer Masks – Adult
- **x1** Nebulizer Masks – Child
- **x1** Nebulizer - Jet Neb
- **x1** Venturi Masks 40% - Adult
- **x1** Venturi Masks 40% - Child
- **x1** Paper Towels
- **x1** Bio-Hazard Bag
- **x1** Pupil Torch
- **x1** Saline Solution 200ml
- **x2** Trauma Pads 10cm x 10cm
- **x2** Trauma Pads 20cm x 10cm
- **x1** Resuscitaor PVC – Adult
- **x1** Resuscitaor PVC – Child
- **x1** Resuscitaor PVC – Infant
- **x1** Safety Goggles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **x1** Stethoscope - Classic Type
- **x3** Suction Catheter with Control
- **x4** Umbilical Cord Clamps
- **x10** Wooden Tongue Depressors
- **x2** Yankaur Suction Nozzles
- **x10** Hypodermic Needles 21g
- **x4** IV Admin Set - Blood 10dr/ml
- **x2** IV Admin Set - Solution 60dr/ml
- **x2** IV Admin Set - Solution 20dr/ml
- **x24** IV Cannula 14 - 24G
- **x1** Tourniquet
- **x1** Magills Forceps – Infant
- **x14** ET Tubes Cuffed - Assorted Sizes (2.0 to 8.0)
- **x1** Laryngoscope Set – Standard
- **x1** Magills Forceps – Adult
- **x1** Magills Forceps – Child
- **x1** Spencer Wells Artery Forceps
- **x5** Syringe 3-Part 2ml
- **x5** Syringe 3-Part 5ml
- **x5** Syringe 3-Part 10ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12905-sac-paramedical-als-pack-de-survie-avancee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com