


FICHE PRODUIT

Oxymètre optique YSI ProSolo + Sonde ODO/T Câble de 10m

Référence : SOC-626281

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Oxymètre optique YSI ProSolo + Sonde ODO/T Cable de 10m

L'**Oxymètre YSI ProSolo**, une sélection de produits pour instrumentation disponibles chez Aquamerik. Contactez-nous pour plus d'information sur nos produits.

Le **ProSolo numérique de YSI** est l'oxymètre le plus avancé sur le marché. Équipé de la plus récente sonde pour oxygène dissous et de température, le ProSolo est l'instrument idéal pour vos applications en aquaculture. L'appareil n'exige aucun temps de chargement et élimine l'interférence provenant de gaz comme le sulfure d'hydrogène, ce qui améliore la précision de l'oxymètre.

L'ensemble inclut l'oxymètre ProSolo, la sonde ODO/T (oxygène dissous, température) ou ODO/CT (oxygène dissous, température, conductivité, salinité), câble de 4 ou 10 mètres et un boîtier de transport de type rigide. Sonde ODO/CT disponible sur demande.

Garantie de 3 ans sur l'oxymètre et de 2 ans sur l'assemblage sonde/câble et sur le capuchon de sonde ODO.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/12909-oxymetre-optique-prosolo-sonde-odo-cable-de-10m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com