


FICHE PRODUIT



Aiguille à ponction lombaire BD Yale

Référence : SOC-AIP24

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 25 unités

Description du produit

Caractéristiques de l'aiguille à Ponction Lombarde BD Yale

Pour prélèvements du liquide céphalo-rachidien et rachianesthésie.

Avec biseau de Quincke court et tranchant.

Composition sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

- Aiguille lisse sans silicone.
- Embase Luer-Lok transparente en polypropylène pour la visualisation du reflux du LCR.
- Biseau tranchant réduisant les pertes de liquide céphalo-rachidien.
- Capuchon de l'aiguille en polypropylène.
- Embase du stylet en polypropylène + colorant.
- Canule et mandrin en acier inoxydable.
- Fixation aiguille/mandrin sur embase : résine époxy ou aiguille sertie sur l'embase.

Embase avec code couleur pour une identification rapide des aiguilles lors de leur utilisation.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Péremption : 5 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Vendue par boîte de 25.

Matériel médical CE.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-speciales/12910-aiguille-a-ponction-lombaire-bd-yale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 25 unités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 3 1/2 - 0.64 x 90 mm - Vert, taille_aiguille - 23G	SOC-AIP240	
aiguille_dimensions - 1/2 - 1.2 x 90 mm - Rose, taille_aiguille - 18G	SOC-AIP248	
aiguille_dimensions - 3 1/2 - 1.1 x 90 mm - Crème, taille_aiguille - 19G	SOC-AIP250	
aiguille_dimensions - 3 1/2 - 0.9 x 38 mm - Jaune, taille_aiguille - 20G	SOC-AIP251	
aiguille_dimensions - 16 mm x 0,5 -25G - Orange, taille_aiguille - 20G	SOC-AIP253	
aiguille_dimensions - 3 1/2 - 0.7 x 38 mm - Noir, taille_aiguille - 22G	SOC-AIP254	
aiguille_dimensions - 3 1/2 - 0.7 x 90 mm - Noir, taille_aiguille - 22G	SOC-AIP256	
aiguille_dimensions - 3 1/2 - 0.5 x 90 mm - Orange, taille_aiguille - 25G	SOC-AIP257	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com