

FICHE PRODUIT

Bande plâtrée Biplatrix - Prise rapide

Référence : SOC-092511

Description du produit

Les bandes plâtrées Biplatrix ont un temps de prise ultra-rapide (105 à 130 secondes).

Elles permettent la réalisation de plâtres d'urgence, plâtres de petites et moyennes dimensions, orthopédie infantile.

Haute résistance.

Temps de modelage optimal.

Temps de séchage réduit.

Bande plâtrée Biplatrix disponible en plusieurs tailles et conditionnements :

- 5 cm x 3 m (par 4),
- 10 cm x 3 m (par 2),
- 15 cm x 3 m (par 2),
- 20 cm x 3 m (par 2).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/12919-bande-platree-biatrix-prise-rapide.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_conditionnement - Boîte de 2 bandes, bandes_dimensions - 3 m x 10 cm	SOC-092512	
bandes_conditionnement - Boîte de 4 bandes, bandes_dimensions - 3 m x 5 cm	SOC-092513	
bandes_conditionnement - Boîte de 2 bandes, bandes_dimensions - 3 m x 15 cm	SOC-092514	
bandes_conditionnement - Boîte de 2 bandes, bandes_dimensions - 3 m x 20 cm	SOC-092515	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com