

**FICHE PRODUIT**

## Tenons dentinaires FILPIN NOVA 0,60mm Rouge, Boite de 35 tenons + 1 foret

Référence : SOC-903061

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Tenons dentinaires FILPIN NOVA 0,60mm Rouge, Boite de 35 tenons + 1 foret**

Le tenon dentaire FILPIN a été conçu pour permettre une mise en place rapide et aisée même dans les situations les plus difficiles.

L'utilisation du tenon FILPIN réduit les risques de fractures ou de fissures et assure une robustesse inégalée de la reconstitution grâce à son pas de vis rétentif original.

**Indications :**

- Pour améliorer la rétention de tous types d'obturations dentaires.
- Dans le cas d'amalgames collés à l'aide de résines, le tenon dentinaire FILPIN augmente la force de rétention de l'obturation par 3, voire 5 fois.
- Utilisé en axes croisés, les tenons dentinaires FILPIN stabilisent l'obturation dans les cavités MOD.
- Pour éviter les risques de rotation dû au moignon en cas d'utilisation d'un tenon radiculaire unique.

**Caractéristiques :**

- Titane pur à 99,8 %.
- Rupture immédiate en toutes circonstances.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Auto-taraudage et auto-positionnement axial.
- Long et fin.
- Pas de vis original.
- Pliable aisément après son insertion.
- Forêt à épaulement et muni d'un code couleur.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12924-tenons-dentaires-filpin-nova-0-60mm-rouge-boite-de-35-tenons-1-foret.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com