

FICHE PRODUIT

Tenons radiculaires FILPOST 1,3 x 17,5 mm Rouge, Boite de 20 tenons + 1 foret

Référence : SOC-903072

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tenons radiculaires FILPOST 1,3 x 17,5 mm Rouge, Boite de 20 tenons + 1 foret

Le tenon radiculaire FILPOST a été conçu pour permettre une mise en place rapide et aisée même dans les situations les plus difficiles.

L'utilisation du tenon FILPOST réduit les risques de fractures, de fissures ou de dommages au canal, économise les tissus dentaires sains et assure une robustesse inégalée de la reconstitution grâce à un système rétentif passif original type "arête de poisson".

Caractéristiques :

- Titane pur à 99,8 %.
- Ajustable à tous les canaux en toutes circonstances.
- Pas de forage intempestif.
- Forme anatomique.
- Events latéraux anti-rotation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Micro-rugosités de surface augmentant la rétention du tenon.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12925-tenons-radiculaires-filpost-1-3-x-17-5-mm-rouge-boite-de-20-tenons-1-foret.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com