

FICHE PRODUIT

Détergent enzymatique concentré TFD-9 ALCALIN

Référence : SOC-1010316

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **TFD-9** de **Franklab** est un détergent enzymatique haute performance conçu pour le pré-traitement et le nettoyage des **endoscopes souples et rigides**, ainsi que de tous types d'**instruments médicaux et chirurgicaux**. Grâce à une **formule multi-enzymatique** (protéases, amylases, lipases), il dégrade efficacement toutes les souillures d'origine organique : protéines, sang, mucus, lipides, amidons, biofilm débutant.

Sa formule **concentrée** garantit une action optimale même en **basses températures**, limitant la dénaturation des protéines et facilitant l'élimination des résidus tenaces. Le TFD-9 est parfaitement compatible avec les matériaux des dispositifs médicaux : acier inox, silicone, verre, plastiques, élastomères.

Adapté au **trempe**, au **nettoyage en bac**, aux **laveurs-désinfecteurs** et aux **laveurs d'endoscopes**, il permet un nettoyage homogène et reproductible tout en protégeant la longévité des instruments. Sa formule non moussante facilite le rinçage et améliore l'efficacité en machine.

Avantages principaux

- Formule **multi-enzymatique complète**
- Action rapide sur les souillures organiques
- Compatible endoscopes et instruments délicats

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Utilisable en **manuel** ou en **automatique**
- Non moussant, rinçage facile
- Haute biodégradabilité
- Stabilité optimale en solution

Domaines d'utilisation

- Blocs opératoires
- Services d'endoscopie
- CSSD / stérilisation
- Laboratoires médicaux
- Cabinets spécialisés

Le TFD-9 garantit un nettoyage performant et reproductible, indispensable avant toute étape de désinfection ou de stérilisation.

Usage : Lavage ustensiles médicaux (instruments chirurgicaux, instruments anesthésie)

Type : Désinfectant liquide

Conditionnement : 1 litre

Caractéristiques techniques

Poids carbone (en kgCO₂e) : 85,224 Produit désinfectant : Dispositif Médical

Bactéricide/Lévuricide/Virucide Contenance :

1L Marque : Franklab Fabrication : France Usage : Concentré Référence fabricant : 1010316 EAN : 3556340003760 Mentions Obligatoires : Produit conforme à la réglementation française uniquement.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations, se référer aux documents rattachés au produit et respecter les précautions d'emploi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/12926-detergent-desinfectant-alkalin-tfd-9.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- BULLETIN D'ANALYSE

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com