

FICHE PRODUIT



Echographe portable DUS 60 EDAN + 2 SONDES + 1 BATTERIE

Référence : SOC-8363560002

Points forts

- délais : 48 heures
- Ergonomie : Portable
- Champ d'application : Pour échographie polyvalente
- Options d'imagerie : Noir et blanc
- Options du système : Console intégrée

Description du produit

Echographe portable à ultrasons Edan Modèle DUS60

L'**échographe portable à ultrasons Edan Modèle DUS60** est la gamme la plus **compacts** et commercialisée par la marque. L'**Edan DUS60** propose des solutions médicales complètes aux praticiens médicaux à travers le monde. Le fabricant a conçu ce modèle pour être **polyvalent, intuitif et puissant**.

Applications :

Abdomen, obstétrique, petites pièces, gynécologie, urologie, cardiologie, MSK, orthopédie, périphérique vasculaire, pédiatrie.

Doté de technologies de pointes :

Fournit une qualité d'image sans égal grâce à la technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

L'échographe **portable à ultrasons Edan Modèle DUS60** est également doté de la technologie Doppler Pulsé (PW) et de 5 bandes de fréquence.

Cinq bande de fréquence augmente la polyvalence.

La conception compact et légère facilite la mobilité. L'appareil suivra facilement les professionnels de santé dans tous leurs déplacements, d'une part par sa **maniabilité**, mais aussi grâce à sa batterie possédant une **autonomie de 2 heures** en numérisation en continu (**batterie livrée de manière standard avec l'appareil**).

Conception intuitive facile à utiliser :

Optimisation d'image en une seule touche par le bouton intelligent de traitement d'image.

Panneau de commande éclairé derrière, facile à utiliser.

Boutons définis par l'utilisateur pour adapter votre flux de travail.

Les outils pratiques augmentent l'efficacité :

8 segments intelligents TGC pour l'ajustement précis.

Transfert de données de multi-format par USB et DICOM.

Les options de multiple-pseudo-couleurs facilitent la présentation d'image.

Dimensions : 33 x 22 x 32 cm

Poids : 12 Kg

Livré avec 2 sondes au choix :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Type de sonde	Applications	Fréquences
Sonde convexe C361-2	Abdomen, OB/GYN, Urologie	2.5, 3.5, 4.5, H2.5, H2.7 MHz
Sonde linéaire L743-2	Petites parties, vasculaires, musculo-squelettiques, superficielles	6.5, 7.5, 8.5, H4.5, H4.7 MHz
Sonde micro convexe C611-2	Pédiatrie, Cardiologie	5.5, 6.5, 7.5, H4.5, H4.7 MHz
Sonde linéaire L761-2	Petites parties, vasculaires, musculo-squelettiques, superficielles	6.5, 7.5, 8.5, H4.5, H4.7 MHz
Sonde transvaginale E611-2	Obstétrique/Gynécologie, Endovaginal	5.5, 6.5, 7.5, H4.5, H4.7 MHz
Sonde endorectale E741-2	Urologie	6.5, 7.5, 8.5, H4.5, H4.7 MHz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/12929-echographe-portable-a-ultrasons-edan-modele-dus60.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ergonomie	Portable
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Noir et blanc
Options du système	Console intégrée

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com