

FICHE PRODUIT



Cupule pour coagulomètre kc4, kc10 amelung

Référence : SOC-CUAM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cupule pour coagulomètre KC4, KC10 AMELUNG

Conditionnement: Sachet de 1000 pièces.

Condition minimum de vente: 1000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automate-d-hematologie-et-coagulometre/1293-cupule-pour-coagulometre-kc4-kc10-amelung.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com