

FICHE PRODUIT

Tablier chirurgical en PVC

Référence : SOC-603941

Points forts

- délais : 48 heures
- Taille du tablier radioprotection : Petite (36)

Description du produit

Tablier chirurgical en PVC réutilisable.

Dimensions : 120 x 90 cm.

Epaisseur : 0,30 mm.

Couleur: blanc.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tablier/12930-tablier-chirurgical-en-pvc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Taille du tablier radioprotection	Petite (36)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com