

FICHE PRODUIT

FILS A CROCHETS DEMI JONC 0,87 X 1,75 MM, ROULEAU DE 8 METRES

Référence : SOC-907024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

FILS A CROCHETS DEMI JONC 0,87 X 1,75 MM, ROULEAU DE 8 METRES

Fil demi-jonc, dur.

Ne peut pas être soudé.

Bobine de 8 mètres, 0,87 x 1,75 mm

Données techniques:

- Limite d'élasticité 1350 N/mm²
- Résistance à la traction 1450 N/mm²
- Dureté Vickers 450 HV5
- Allongement à la rupture 2 %
- Module d'élasticité 200.000 N/mm²
- Densité 7,8 g/cm³.
- Composition en %: Fe 72,0; Cr 18,0; Ni 8,0; reste Mo, Mn, Si.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12933-fils-a-crochets-demi-jonc-0-87-x-1-75-mm-rouleau-de-8-metres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com