

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire EcoBlue sans fil à LED

Référence : SOC-EC1152

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope binoculaire EcoBlue sans fil à LED

Microscope binoculaire EcoBlue avec objectifs à huile chromatiques 4/10 / S40 / S100x, illumination sans fil 1 W NeoLED[™] et platine mécanique X-Y.

-

Spécification techniques du Microscope binoculaire EcoBlue sans fil à LED:

-

- Oculaires sécurisés DIN WF 10x / 18 mm
- Tête binoculaire type Siedentopf, inclinée à 30 °, rotative à 360 °
- Nez quadruple pivotant sur roulements à billes
- Objectifs à immersion achromatique 4x, 10x, S40x, S100x
- Toutes les optiques sont traitées antifongiques et traitées antireflet pour un flux lumineux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

maximal

- Réglages coaxiaux grossiers et fins avec 200 graduations.
- Précision 12,5 µm, 2,5 mm par rotation.
- Course totale d'environ 15 mm.
- Réglage de la friction Platine simple 123 x 128 mm avec platine mécanique X-Y 70 x 27 mm intégrée
- Réglable en hauteur
- Condenseur Abbe N.A. 1,25 avec diaphragme à iris et porte-filtre
-
- Éclairage NeoLED™ 1 W avec 3 piles rechargeables intégrées
- Alimentation externe: 100-240 V (CE)

Fourni avec

cordons d'alimentation,

housses de protection,

5 ml d'huile d'immersion dans un boîtier en polystyrène

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12935-microscope-binoculaire-ecoblue-sans-fil-a-led.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com