

FICHE PRODUIT



PRESSE MANUELLE POUR 3 MOUFLES

Référence : SOC-606441

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PRESSE MANUELLE POUR 3 MOUFLES

Description:

Particulièrement robuste.

Conçue pour supporter de très grandes pressions.

Dimensions intérieures : largeur 14 x Hauteur 26 cm.

Poids : 12,6 kgs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12936-presse-manuelle-pour-3-moufles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com