

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients modèle yc40j10c

Référence : SOC-TIA-YC40J10C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour dossiers patients modèle YC40J10C

- Surface de la table fabriquée en marbre artificiel. Acier de bonne qualité enduit de plastique.
- Une armoire à clé et sectionnée en dix niveaux permette de conserver jusqu'à dix dossiers médicaux.
- Un tiroir inférieur pouvant être utilisé pour conserver les
- produits ou autre chose.

Matière et Dimensions

- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail :marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Dimensions globales : 530mm x 460mm x 719mm.
- Dimensions à l'expédition : 630mm x 560mm x 889mm.
- Poids d'expédition : 34 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/1295-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j10c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com