

FICHE PRODUIT

Blouse blanche homme modèle "BALLY", manches longues

Référence : SOC-CB24426

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Blouse pour homme, modèle "BALLY" avec encolure tailleur, manches longues avec 3 poches.

Description:

Fente au dos, 4 boutons à pression devant, 3 poches plaquées + 1 poche poitrine inférieure

Longueur finie 110 cm.

Conseils de lavage:

Machine 70°C, chlore interdit, séchage tambour modéré, repassage maximum 150°C

Tailles

Blouse homme taille 1: XS 36/38

Blouse homme taille 2: S 40/42

Blouse homme taille 3: M 44/56

Blouse homme taille 4: L 48/50

Blouse homme taille 5: XL 52/54

Blouse homme taille 6: XXL 56/58

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/12952-blouse-blanche-homme-modele-bally-manches-longues.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
habil_taille_blouse - XS	SOC-CB2442601	
habil_taille_blouse - S	SOC-CB2442602	
habil_taille_blouse - M	SOC-CB2442603	
habil_taille_blouse - L	SOC-CB2442604	
habil_taille_blouse - XL	SOC-CB2442605	
habil_taille_blouse - XXL	SOC-CB2442606	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com