

FICHE PRODUIT

Drap de lit UU, 70g, Carton de 50 pièces

Référence : SOC-HSDCONS10

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des draps : Carton de 50

Description du produit

Le drap de lit est un tissu qui permet de recouvrir le matelas. En tissu non tissé, ce drap de lit est fabriqué à base de polypropylène et ne pèse que 70 grammes. Résistant à la rupture et à la traction, ce drap de lit a été assemblé par la technologie "spunbonded" qui lui confère une résistance qui n'est pas affectée par le contact avec l'eau ou les liquides non-agressifs.

Caractéristiques techniques:

Couleur: N/C

Dimensions: 150 x 220 cm

Conditionnement minimum de vente: Carton de 50

Poids du carton: 12.5 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/12959-drap-de-lit-uu-70g-carton-de-50-pieces.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des draps	Carton de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com