

FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls OXY-ONE NEO

Référence : SOC-OXY004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'**oxymètre de pouls Oxy-One Neo** est un appareil médical, léger et portable destiné à des vérifications de saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle et la fréquence du pouls, en temps réel, des patients, adultes et enfants (de plus de 3 ans, ou dont l'épaisseur du doigt soit suffisante pour que l'appareil puisse le détecter) .

NB: Il n'est pas destiné à une surveillance en continue.

La saturation est exprimée en pourcentage avec une moyenne de 98%, pour une personne normale et en bonne santé.

Caractéristiques de l'oxymètre Oxy-One Neo :

- Ecran couleur OLED
- Calcule trois paramètres : SpO2 - Pulsations cardiaques - Indice de perfusion (PI),
- Cinq modes d'affichage
- Bouton marche/arrêt
- Arrêt automatique.
- Autonomie : environ 30 heures
- Intervalle de mesure pulsations : 30 - 250 bpm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Intervalle de mesure SPO2 : 35 - 100 %
- Indicateur de piles faibles,

Le kit comprend:

- 1 oxymètre
- 1 pochette
- 1 dragonne
- piles
- mode d'emploi bilingue Français / Anglais

Garantie : 2 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/12963-oxymetre-de-pouls-oxy-one-neo.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com