

FICHE PRODUIT



Analyseur automatique d'hématologie BC-5150

Référence : SOC-BC-5150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Basé sur l'innovation continue de Mindray dans le domaine de l'hématologie, le BC-5150 est particulièrement adapté pour aider les laboratoires de diagnostic qui ont besoin de résultats CBC complets + 5-pièces, avec un volume relativement faible d'échantillons par jour, un espace de laboratoire restreint et un budget serré.

Comme le plus léger et le plus compact 5-partie analyseur d'hématologie loin de Mindray, le BC-5150 est un analyseur convivial et innovant qui offre des résultats différentiels de globules blancs économiques CBC et 5-pièces. Il est destiné à combler et à surpasser les demandes de nos clients mondiaux en fournissant des solutions plus précises, plus efficaces et plus innovantes pour les laboratoires.

Compact

Deux types de réactifs de lyse sont situés à l'intérieur du BC-5150, ce qui aide les petits laboratoires à économiser de l'espace.

Utilitaire

L'écran tactile TFT de 10,4 pouces avec un angle de vision large, est plus pratique pour les cliniciens. Les utilisateurs peuvent utiliser toutes les opérations de l'appareil sur l'écran, ce qui élimine quasiment le besoin d'un PC externe.

Le BC-5150 hérite d'une conception logicielle pratique et éprouvée issue des plateformes BC-6800

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

et BC-3600, l'interface conviviale étant idéale pour les petits laboratoires.

Le fait de faire circuler le sang capillaire à travers la sonde d'échantillon directement est plus pratique pour les utilisateurs dans les hôpitaux pour enfants, etc. Pour le mode prédilué, le BC-5150 a un taux plus élevé de dilution que d'autres analyseur d'hématologie 5 parties, ce qui apporte un meilleur effet de mélange.

Le fait de faire circuler le sang capillaire à travers la sonde d'échantillon directement est plus pratique pour les utilisateurs dans les hôpitaux pour enfants, etc. Pour le mode prédilué, le BC-5150 a un taux plus élevé de dilution que d'autres analyseur d'hématologie 5 parties, ce qui apporte un meilleur effet de mélange.

Le BC-5150 prend en charge le LIS bidirectionnel avec les résultats des tests et les renseignements sur les patients. Le protocole HL7 est également pris en charge.

Technologie

L'écran tactile TFT de 10,4 pouces avec un angle de vision large, est plus pratique pour les cliniciens. Les utilisateurs peuvent utiliser toutes les opérations de l'appareil sur l'écran, ce qui élimine quasiment le besoin d'un PC externe.

La technologie d'impédance CC améliorée est utilisée pour compter et mesurer la RBC et la PLT. L'ouverture de comptage plus petite (50 µm de diamètre) fournit de meilleures performances sur des échantillons à faible PLT.

Efficace

Seuls trois réactifs usuels sont nécessaires. Ils ont une durée de vie de 2 ans sur étagère et sont aussi moins consommés par le BC-5150. Le CQ et calibre d'origine sont également prévus pour assurer la traçabilité de l'analyseur d'hématologie et le test de la qualité.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/12964-analyseur-automatique-d-hematologie-bc-5150.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com