

FICHE PRODUIT



Bouteille d'oxygène médical 3 Litres (livrée vide) avec manodétendeur intégré

Référence : SOC-S30116030

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de gaz médical : Oxygène

Description du produit

Bouteille d'oxygène (livrée vide) de 3 L pour gaz oxygène médical compacté. Elle possède un manodétendeur intégré afin de mesurer la pression de la bouteille d'oxygène.

Caractéristiques techniques:

- Capacité volumétrique: 3 Litres (600 l de gaz)
- Pression de service: 200 bars
- Vis 22.91 mm x 1/14" Droites

Structure de la bouteille d'oxygène

- Diamètre: 116 mm
- Fond concave
- Peinte selon la norme UNE-EN 1089
- Avec robinet et détendeur intégré
- Poids: 5.4 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/12965-bouteille-d-oxygene-medical-3-litres-compacte-concave-vide-116.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de gaz médical	Oxygène

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com