

FICHE PRODUIT

kits standard A et B DS-? pour lonogramme GE300(390/160 mL)

Référence : SOC-P140310503500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

kits standard A et B DS-I pour lonogramme GE300(390/160 mL)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12966-kits-standard-a-et-b-ds-pour-lonogramme-ge300-390-160-ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com