

FICHE PRODUIT



Kit de solution Déprotéine (diluant et protéase en poudre) pour lonogramme GE300

Référence : SOC- P140310502300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Déprotéine en solution (R1: diluant 20 ml / bouteille * 1; R2: protéase en poudre 100 mg / bouteille * 6)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12968-kit-de-solution-deproteine-diluant-et-protase-en-poudre-pour-lonogramme-ge300.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com