

FICHE PRODUIT



Kit de solution QC pour Ionogramme GE300

Référence : SOC-P040310520900

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Solution de contrôle qualité pour GE300 (niveau 1:10 mL * 1, niveau 2: 10 mL * 1, niveau 3:10 mL * 1)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12969-kit-de-solution-qc-pour-ionogramme-ge300.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com