

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J24C

Référence : SOC-TIA-YC40J24C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J24C

- Il est approprié pour les salles d'infirmières.
- Surface de la table en marbre artificiel : facile à nettoyer et anti-rouille.
- Deux tiroirs de 386mm de haut.
- Dimension interne: 247.5mm x 358mm x 80mm; 247.5mm x 358mm x 150mm.
- La partie gauche du chariot pouvant conserver jusqu'à 24 documents.
- Matière : Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid. Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Dimensions totales : 789mm x 460mm x 1020mm.
- Dimensions à l'expédition : 889mm x 560mm x 1190mm.
- Poids à l'expédition : 55 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/1297-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j24c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com