

FICHE PRODUIT



Biotube system, sac de 960 tubes individuels

Référence : SPT-T1.1ML

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Biotube System, Sac de 960 tubes individuels.

- Irradié: non;
- Système de stockage et transport d'échantillons;
- Rack en polypropylène utilisable de -80°C à +121°C;
- Capacité :96 tubes en configuration 8 x 12 type microtitration;
- Couvercle transparent avec repérage alphanumérique et système détrompeur;
- Grille de support des tubes colorées, munie de 4 pieds;
- Extractible, elle peut servir de portoir de travail, être placée au réfrigérateur, au bain-marie...;
- Dimensions (mm) : longueur 125 x largeur 85 x hauteur 58;
- Versions: rack avec 96 tubes non irradié,
- Tubes individuels de 1,1ml en polypropylène;
- Bouchons en polyéthylène en barrette de 8, irradiés ou non;
- Dimensions : Hauteur 46mm x à 9mm;
- Conditionnement minimum de vente : 1 sac de 960.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biotube-system/1298-biotube-system-sac-de-960-tubes-individuels.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com