

FICHE PRODUIT



Biotube system, boite de 120 barrettes 8 bouchons

Référence : SPT-BAR8B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Biotube System, Boite de 120 barrettes 8 bouchons.

- Système de stockage et transport d'échantillons;
- Rack en polypropylène utilisable de -80°C à +121°C;
- Capacité : 96 tubes en configuration 8 x 12 type microtitration;
- Couvercle transparent avec repérage alphanumérique et système détrompeur;
- Grille de support des tubes colorées, munie de 4 pieds;
- Extractible, elle peut servir de portoir de travail, être placée au réfrigérateur, au bain-marie...;
- Dimensions (mm): longueur 125 x largeur 85 x hauteur 58;
- Version: Rack avec 96 tubes non irradiés,
- Tubes individuels de 1,1ml en polypropylène.
- Bouchons en polyéthylène en barrette de 8, irradiés ou non;
- Dimensions : Hauteur 46 mm x à 9 mm;
- Conditionnement minimum de vente: 1 boîte de 120.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biotube-system/1299-biotube-system-boarte-de-120-barrettes-8-bouchons.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com