

**FICHE PRODUIT**

## Film de radiographie pour développeuse de films SUPIA SP2000 - SP3000

Référence : SOC-SF2300

### Description du produit

Films de radiographie adaptés pour les développeuses de films SUPIA SP2000 & SP3000.

**Tailles disponibles:** 14 x 17"; 11 x 14"; 10 x 12"; 8 x 10"

**Conditionnement minimum de vente:** Boite de 500 films

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/12991-film-de-radiographie-pour-developpeuse-de-films-supia-sp2000-sp3000.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Déclinaisons

| Désignation                            | Référence :     | EAN13 : |
|----------------------------------------|-----------------|---------|
| dimensions_film_radiographie - 8 x 10  | SOC-SF2300810   |         |
| dimensions_film_radiographie - 10 x 12 | SOC-SF230081012 |         |
| dimensions_film_radiographie - 11 x 14 | SOC-SF230081114 |         |
| dimensions_film_radiographie - 14 x 17 | SOC-SF230081417 |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com