

FICHE PRODUIT

Gaze Hémostatique SURGICEL

Référence : SOC-601004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du gaze hémostatique SURGICEL

La Gaze Hémostatique Résorbable Surgicel , 100 % cellulose.

La gaze forme au contact du sang une masse gélatineuse foncée, réalisant en 1 ou 2 min l'arrêt d'un saignement en nappe.

Surgicel® se résorbe par hydrolyse, sans effets locaux, et sans modifier le processus normal de cicatrisation.

La résorption de la gaze est généralement complète en 15 jours.

A 2 mois, la gaze n'est plus identifiable histologiquement.

Dimensions : 1,25 x 5 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-steriles/12996-gaze-hemostatique-surgicel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com