

FICHE PRODUIT

Imprimante thermique de films radiologiques, modèle SP 3000, 2 bacs

Référence : SOC-SP 3000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La développeuse à sec de films radiologiques, modèle **SP 3000** est conçu pour émettre des informations traitées via le protocole réseau DICOM.

Le SP 3000 prend en charge 4 tailles de film radiologique:

- 08 x 10"
- 10 x 12"
- 11 x 14"
- 14 x 17"

Caractéristiques techniques:

- Technologie d'impression - thermique directe.
- Résolution spatiale - 320 dpi (12,6 pixels / mm)
- Magasin de film - Deux magasins, capacité de 100 feuilles
- Résolution de contraste en niveaux de gris - 14bits

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions extérieures - 730 (L) x 566 (P) x 415 (H) mm
- Poids - 110 lb (environ 50 kg)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/12999-imprimante-thermique-de-films-radiologiques-modele-sp-3000-2-bacs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com