

FICHE PRODUIT

Armoire avec tiroirs, Modèle YC841B

Référence : SOC-TIA-YC841B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**Armoire avec tiroirs, Modèle YC841B** possède cinq grands casiers médicaux ou dix petits casiers médicaux. Elle est équipée d'un dispositif facilitant le coulissage des plateaux vers l'intérieur comme vers l'extérieur sans danger.

Dimensions totales : 650mm x 470mm x 890mm.

Dimensions à l'expédition : 750mm x 570mm x 1040mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-avec-tiroirs-plateaux/13-armoire-avec-tiroirs-modele-yc841b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com