

FICHE PRODUIT



Rack stockage 96 tubes non stérile

Référence : SPT-B96NS-..

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Biotube System, Rack de 96 tubes.

- Irradie: non;
- Système de stockage et transport d'échantillons;
- Rack en polypropylène utilisable de -80°C à +121°C;
- Capacité :96 tubes en configuration 8 x 12 type microtitration;
- Couvercle transparent avec repérage alphanumérique et système détrompeur;
- Grille de support des tubes colorées, munie de 4 pieds;
- Extractible, elle peut servir de portoir de travail, être placée au réfrigérateur, au bain-marie...;
- Dimensions(mm) : longueur 125 x largeur 85 x hauteur 58;

Version:

Rack avec 96 tubes disponibles en 4 couleurs:

- Vert.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Jaune.
- Bleu.
- Rouge.

Tubes individuels de 1,1ml en polypropylène.

Bouchons en polyéthylène en barrette de 8, irradiés ou non.

Dimensions : Hauteur 46 mm x à 9 mm.

Conditionnement minimum de vente : 1 rack.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biotube-system/1300-rack-stockage-96-tubes-non-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com