

FICHE PRODUIT

Strip celluloid polyester lg 120mm larg. 8,5 mm boite de 50

Référence : SOC-907001

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

Strip celluloid polyester lg 120mm larg. 8,5 mm boite de 50 Bandes de strip celluloid universelles droites. Longueur : 120 mm largeur : 8,5 mm. Boîte de 50 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13006-strip-celluloid-polyester-lg-120mm-larg-8-5-mm-boite-de-50.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com