

FICHE PRODUIT



Bande de 8 bouchons polyéthylène non perforables, non stérile

Référence : SOC-MIC227C2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bande de 8 bouchons polyéthylène non perforables, non stériles

* 3 types de bouchage possible :

- Bandes de 8 bouchons Micronic standards, en polyéthylène, non perforables, pouvant être facilement coupées aux ciseaux ou au scalpel.
- Cap-cluster TraXis : plaque composée d'un film semi-rigide et de 96 bouchons multi-perforables en T.P.E.(Thermo Plastic Elastomère); - jusqu'à 12 fois sans perte d'étanchéité. Bouchons séparables du film support de façon individuelle ou multiple; Les tubes ainsi obturés peuvent-être manipulés individuellement.
- Capmat TraXis: plaque idem ci-dessus mais les 96 bouchons ne sont pas séparables (bouchage simultané de 96 tubes).

* Accessoires : 2 outils permettent d'ouvrir facilement les tubes, individuellement ou par 8.

* Conditionnement minimum de vente: Sac de 1000 bandes de 8.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stockage-d-echantillons/1301-bande-de-8-bouchons-polyethylene-non-perforables-non-sterile.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com