

FICHE PRODUIT

Porte rouleaux de coton pour soins dentaires Boîte de 4

Référence : SOC-35613427

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Porte rouleaux de coton pour soins dentaires proposé par Socimed est fait en acier non inoxydable et conditionné en boîte de 4 pièces.

Il est utilisé pour la fixation de rouleaux salivaires lors des soins dentaires afin de maintenir la surface de travail sèche, sans gêner la visibilité.

Article autoclavable

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13011-porte-rouleaux-de-coton-pour-soins-dentaires.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com