

FICHE PRODUIT

Polisseur électrolytique pour Laboratoire dentaire

Référence : SOC-P607152

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **polisseur électrolytique dentaire** est spécialement adapté pour les laboratoires prothésistes dentaires.

Conçu avec une cuve de 2 Litres, le **polisseur dentaire** est équipé d'une minuterie programmable de 0 à 30 minutes.

Fabriquée en acier inoxydable, ce polisseur a un design sobre et sa conception simple, le rend très efficace.

Caractéristiques techniques

Polissage de 03 squelettés en simultané

Equipé de: Potentiomètre, ampèremètre, disjoncteur thermique et dispositif visuel de fonctionnement

Dimensions extérieures: L245 x l245 x H140 mm

Tension d'alimentation: 230 V 50 / 60HZ

Tension secondaire: 16 V

Intensité maximale: 10 A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Disjoncteur: 10 V

Minuterie: 0 - 30 minutes

Capacité de la cuve: 2 Litres

Dimensions de la cuve: H 150 x Dia 160 mm

Poids de la cuve: 1.2 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aeropolisseur/13017-polisseur-electrolytique-pour-laboratoire-dentaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com