

FICHE PRODUIT

Poubelle à roulettes 240L

Référence : SOC-00021379

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Poubelle à roulettes 240L**Caractéristiques principales :**

- Conteneur poubelle pratique et manipulable grâce aux poignées et roues solides
- Garanti 6 ans
- Plusieurs coloris disponibles pour faciliter le tri des déchets et l'identification du contenu.
- 2 roues avec bandage en caoutchouc résistantes et peu bruyantes de diamètre 200mm
- Conteneur en polyéthylène haute densité
- Résistant aux UV
- Résistant aux chocs
- Dimensions : H. 1075 x l. 580 x P. 725 mm
- Volume : 240 litres
- Poids : 13,5kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Charge : 100kg
- Ce conteneur poubelle est conforme aux normes européennes lèves conteneurs EN840-1 à 6.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/13018-poubelle-a-roulettes-240l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com