

FICHE PRODUIT

Sac poubelle 240L noir carton de 100

Référence : SOC-00021380

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sac poubelle 240L noir carton de 100

Grand sac poubelle en rouleaux pour collecte des déchets.

Des sacs poubelles résistants en Polyéthylène de moyenne densité (recyclé extrudé).

Participe à la protection de l'environnement.

Ce sac conteneur permet de préserver le bac conteneur des salissures et garantit une meilleure hygiène.

- Contenance 240 litres.
- Couleur noir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-poubelle-resistants/13019-sacs-poubelle-240l-noir-x100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com