

FICHE PRODUIT

Hypochlorite de calcium en poudre 5kg

Référence : SOC-00021381

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Hypochlorite de calcium en poudre 5kg

Description :

- Évite les problèmes de sur stabilisation.
- Incontournable dans la chloration choc des eaux de piscines.
- Idéal pour la remise en route de votre piscine.
- Forte teneur en chlore à dissolution rapide.
- Evite l'accumulation d'acide cyanurique.
- Compatible avec tout équipement de filtration.

Caractéristiques techniques :

- Exempt d'acide isocyanurique , minimise les émanations gazeuses irritantes .
- Idéal pour désinfecter et enlever les germes.
- Rattrape une eau verte, ou une eau en train de "tourner", par temps orageux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- En chloration choc avant l'hivernage ou lors du démarrage au printemps.
- Nécessite le respect du pH dans une zone plus étroite : 7,2/7,4 maximum 7,6.
- Idéal si vous avez une eau de piscine douce (pH faible)
- L'hypochlorite de calcium est instable, et se décompose rapidement à la lumière du soleil et doit être conservé à l'abri du soleil, dans un endroit frais sec.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13020-hypochlorite-de-calcium-5kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com