

FICHE PRODUIT

Matelas de transfert Rollbord hightec standard pliable

Référence : SOC-H645ROL110

Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires d'imagerie : Matelas de transfert du patient

Description du produit

Matelas de transfert patient Rollbord Hightec Standard pliable et amagnétique a été conçue pour une utilisation intensive en radiologie, au bloc opératoire, aux soins intensifs et aux urgences. L'absence de pièces métalliques rend son utilisation possible dans les salles IRM

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions ouvert: 177 x 50 cm
- Dimensions plié: 87 x 50 cm
- Poids: 2,7 kg
- Poids max autorisé: 180 kg

MATERIAUX :

- Noyau interne en mousse alvéolée
- Housse intérieure en Téflon coloris bleu
- Housse extérieure en tissu enduit d'un revêtement décontaminable coloris argent
- Poignées intégrées résistantes en ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PRECAUTIONS D'EMPLOIS :

- Les matelas de transfert ne sont pas radiotransparents. Pour éviter tout artéfact sur les images, ne pas laisser le matelas de transfert sous le patient.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/transfert-du-patient/13021-matelas-de-transfert-rollbord-hightec-standard-pliable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires d'imagerie	Matelas de transfert du patient

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com