

FICHE PRODUIT



Système EEG 32- canaux Modèle Neuron-Spectrum 5

Référence : SOC-212500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système EEG - 32 Canaux, Polyvalent et Évolutif modèle Neuron-Spectrum 5

Le **système EEG 32 canaux** est conçu pour répondre aux besoins des chercheurs et des cliniciens, qu'il s'agisse d'**études médicales approfondies** ou de **surveillances de longue durée**. Monté sur chariot, il combine performance, flexibilité et simplicité d'utilisation.

▣ Caractéristiques principales

- **Nombre de canaux** : 32 canaux pour une précision optimale.
- **Applications** : EEG de recherche, EEG longue durée.
- **Options intégrées** : cartographie EEG, polysomnographie, surveillance des potentiels évoqués, électromyographie.
- **Configuration** : ergonomique, monté sur chariot pour une mobilité facilitée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

■ Analyse EEG

- Supporte **11 types d'analyses EEG** : amplitude, spectrale, cohérence, périodométrie, corrélation, corrélation croisée, comparative, ondelettes, composantes indépendantes, détection d'activité épileptiforme.
- Génération de **cartes cérébrales 2D et 3D**, en ligne ou hors ligne.
- **Bouton d'impédance/d'acquisition** en façade pour un contrôle rapide de la qualité des électrodes et un démarrage simplifié des enregistrements.

⚙ Extensions et polyvalence

- **12 modules disponibles** : surveillance à long terme, polysomnographie, fonctions cérébrales, EP à latence courte/longue, EMG, ERG.
- Adapté aussi bien aux **cliniques privées** qu'aux **médecins de famille**.

■ Licence

- Inclus : **licence illimitée** pour postes de travail multiples, idéale pour les environnements collaboratifs et institutionnels.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-eeg-complets/13023-systeme-eeg-32-canaux-sur-pc-modele-neuron-spectrum-5.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com