

FICHE PRODUIT



Matelas glisseur

Référence : SOC-H645MGL100

Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires d'imagerie : Matelas de transfert du patient

Description du produit

Outil indispensable pour la manipulation du patient, le matelas glisseur possède une housse souple et glissante facilitant le transfert du patient dans le même plan horizontal. Parfaitement radiotransparent, il permet de pousser le patient sur un autre plan.

Dimensions: 190x60cm Coloris: rouge

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/transfert-du-patient/13026-matelas-glisseur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires d'imagerie	Matelas de transfert du patient

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com