

FICHE PRODUIT

Fantome de sein MTM100 pour CQI en mammographie

Référence : SOC-H975MTM100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fantôme MTM100 de sein équivalent tissu conçu et dédié aux **tests de performances d'un mammographe** par une évaluation quantitative de qualité de l'image.

Le fantôme permet de contrôler avec précision :

- la résolution spatiale
- le contraste
- le bruit

Cartographie du fantôme :

- Micro-calcifications
- Tissus glandulaires
- Tissus adipeux
- Masses tumorales
- Structures fibreuses

Dimensions : 180 x 130 x 45 mm

Épaisseur de l'enveloppe externe : 10 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fantomes-et-objets-tests-cqi-cqe/13031-fantome-de-sein-mtm100-pour-cqi-en-mammographie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com