

FICHE PRODUIT

Fantôme de sein pour biopsie à l'aiguille sous ultrasons

Référence : SOC-H975FAN200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fantôme de sein pour biopsie est l'outil de formation idéal pour les procédures **de biopsie à l'aiguille guidée par ultrasons**. Il imite avec précision les caractéristiques ultrasonores des tissus présents dans un sein humain moyen. Protégée par une membrane, la consistance du fantôme (Zerdine®) est équivalente à la chair d'un sein et simule la résistance à l'aiguille. Le fantôme de biopsie à l'aiguille a été développé spécialement pour des procédures de biopsie à l'aiguille guidée par ultrasons et constitue le dispositif d'entraînement idéal.

Applications:

- . Améliorer la coordination œil-main
- . Construire la confiance et réduire l'anxiété du patient
- . Tester le nouvel équipement
- . Expérimenter de nouvelles techniques
- . Instruire les autres
- . Contient des kystes qui peuvent être aspirés
- . Contient des masses solides qui peuvent être biopsiées

Caractéristiques Techniques

- . Taille 600cc
- . Longueur 15cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- . Largeur 12cm
- . Hauteur 7cm
- . Matériel Zerdine

Cibles:

Qté 6 masses kystiques (couleur verte) 8-15mm en position aléatoire

Qté 6 masses denses (couleur noire) 6-12mm en position aléatoire

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fantomes-et-objets-tests-cqi-cqe/13033-fantome-de-sein-pour-biopsie-a-l-aiguille-sous-ultrasons.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com