


**FICHE PRODUIT**



## Plaque de test DIGI 13 pour radiographie numérique

Référence : SOC-H975ETR100

### Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires d'imagerie : Plaque de test

## Description du produit

La **plaque de test DIGI 13** destinée aux contrôles de qualité et de constance pour **les systèmes équipés de récepteurs digitaux** tels que **les plaques ERLM** ou **les capteurs plans**, permet de déterminer simultanément l'homogénéité, l'indication de dose, la résolution spatiale, le contraste, le centrage, l'échelle de l'image et les artefacts. Il répond aux **normes DIN V 6868-58 et DIN 68 68-13**.

### Éléments composant la plaque :

- 1 échelle d'absorptiométrie 7 niveaux en cuivre
- 1 mire d'objets pour le faible contraste
- 1 mire de résolution
- 5 marques pour le contrôle de l'homogénéité
- 8 marques d'alignement des cassettes

Dimensions de la plaque : 300 x 300 x 1 mm de cuivre.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/fantomes-et-objets-tests-cqi-cqe/13036-plaque-de-test-digi-13-pour-radiographie-numerique.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique        | Valeur         |
|------------------------|----------------|
| delais                 | 48 heures      |
| Accessoires d'imagerie | Plaque de test |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com