

FICHE PRODUIT

CYTOSPIN Collection Fluid (3.80 L)

Référence : SOC-10178278

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CYTOSPIN Collection Fluid (3.80 L)

Les échantillons ou les lames non colorées peuvent être stocker pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid;

Il est conditionné en flacon à pompe très pratique ou en godets à échantillons pré-remplis.

Mélange alcool / Carbowax™ (PEG) prêt à l'emploi pour recueillir et fixer directement les échantillons

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/13038-cytospin-collection-fluid-3-80-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com