


FICHE PRODUIT

Système EEG 32-canaux Modèle TRUSCAN CL32 (chariot, Vidéo, SLI)

Référence : SOC-LT380

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SYSTEME EEG TRUSCAN EEG

Le système EEG avancé, 32 canaux est développé pour une utilisation clinique. L'amplificateur peut être configuré en version sans fil ou ambulatoire, sur une solution portable, sur chariot ou long terme monitoring.

Le système EEG TRUSCAN, 32 canaux offre de nombreuses fonctionnalités. L'amplificateur est compact et fonctionne sur batterie. Tous les systèmes ont la polyvalence nécessaire pour être utilisés soit en ambulatoire, soit sur un poste de travail, soit sans fil. Lorsqu'il est utilisé avec un chariot d'hôpital, vous pouvez rapidement détacher l'amplificateur pour aller le placer au lit du patient. L'interface utilisateur est facile à prendre en main grâce au fonctionnement intuitif du logiciel. La connectivité à un réseau hospitalier incluant HL7 est possible ainsi que l'envoi de données n'importe où sur le réseau pour l'EEG et la vidéo. Différentes options sont disponibles PEV, PES, P300 et vidéo HD synchronisée.

TruScan LT EEG SANS FIL SYSTEME

L'EEG TruScan LT sans fil peut être utilisé en ambulatoire, sans fil, Long Term Monitoring et en usage clinique classique.

Mode Connecté ou Sans fil :

En mode connecté ou ambulatoire, **l'EEG TruScan LT Système** peut **enregistrer jusqu'à 60**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

heures en une seule charge.

Mode Sans Fil :

En mode sans fil, l'**EEG TruScan LT système**, peut **enregistré jusqu'à 34 heures** en une seule charge.

L'EEG TruScan LT a une émission sans fil de 100 mètres à partir de l'unité de base. Avec une extension de signal supplémentaire l'émission peut être étendue à plus de 300 mètres.

Quand un patient est hors de la zone sans fil, l'**EEG TruScan LT** continuera d'enregistrer sur la carte mémoire interne de l'amplificateur et resynchronisera automatiquement l'enregistrement quand le patient reviendra dans la zone d'émission sans fil.

Fonctionnalité de l'appareil EEG TRUSCAN LT:

- Moniteur d'impédance en direct à l'écran
- Fonctionnement sur batterie pour un meilleur signal

Accessoires :

- Jusqu'à 128 canaux
- Vidéo haute résolution MPEG-4
- Chariot hospitalier avec PC silencieux intégré
- Interface intuitive avec des raccourcis
- Marqueurs EEG paramétrable avec insertion rapide
- Base de données patients intégrée et HL7 (en option)
- Création de montages EEG personnalisés et simplifiés.
- Protocoles de SLI paramétrables.
- Modules P300, PEV et NeuroFeedBac

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-eeg-complets/13039-systeme-eeg-32-canaux-modele-truscan-lt.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com