

FICHE PRODUIT



BARYKIT simple contraste avec poche à lavement

Référence : SOC-H115BAR105

Points forts

- délais : 48 heures
- Consommables de lavement baryté : Barykit

Description du produit

BARYKIT simple contraste à usage unique

Le **BARYKIT simple contraste à usage unique** est particulièrement dédié au **lavement baryté** en technique simple contraste. Le **BARYKIT simple contraste à usage unique** est prêt à être utilisé et disponible en deux versions, mis au point avec le soutien des médecins, le **BARYKIT simple contraste à usage unique** a pour objectif de réaliser l'examen dans des conditions adéquates. Aussi **SOCIMED** choisit de vous le livrer à un prix défiant toute concurrence juste pour vous satisfaire car vous comptez pour nous. N'hésitez pas de passer votre commande!

Composition du BARYKIT simple contraste à usage unique:

- 1 seringue 50/60 ml stérile pour gonflage du ballonnet au sérum physiologique
- 1 canule rectale 16 mm avec ballonnet
- 1 poche à baryte 2,5 litres graduée et équipée d'une fermeture clip et d'un clamp
- 1 sachet de gel lubrifiant 5 g
- 1 sachet de rangement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13042-barykit-simple-contraste-avec-poche-a-lavement.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Consommables de lavement baryté	Barykit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com